



mediwunder

Für eine heile Welt.



<https://www.mediwunder.de/>



@mediwunder_official



<https://www.facebook.com/mediwunder>

mediwunder
ist eine eingetragene Marke der
Ador Edelmetalle GmbH
Klotzstraße 33 • 40721 Hilden
www.ador-edelmetalle.de
Tel. +49 (0) 2103 9866 30
kontakt@ador-edelmetalle.de



mediwunder

Für eine heile Welt.



Für Wunder braucht es zwei Dinge: **Dich und die richtigen Produkte.** Ob Füllungsmaterial, Bissregistrator oder provisorische Füllungsmasse – Wir zaubern für Dich die passenden Produkte, damit Du in Deiner Zahnarztpraxis Wunder vollbringen kannst.

Für eine heile Welt.



Ätzelgel

Unser **mediwunder Ätzelgel** ist ein thixotropes Ätzelgel mit 37% Phosphorsäure. Dank eines anwendungsfreundlichen Designs kann mediwunder Ätzelgel sicher und genau dosiert und an der gewünschten Stelle appliziert werden kann. Für wundervolle Ergebnisse und begeisterte Patienten!

Als Paste auf Wasserbasis mit einem Calciumhydroxid-gehalt von 45% wird unsere **mediwunder Calciumhydroxidpaste** für die direkte und indirekte Überkappung von Pulpen und als vorübergehende Wurzelkanalfüllung empfohlen. Dank der praktischen Ein-Kammer-Spritze ist die Handhabung vereinfacht und erzielt hervorragende Ergebnisse. Auch als lichthärtende Variante erhältlich!



Calciumhydroxidpaste



Bonding

Unser **mediwunder Bonding** ist ein Adhäsiv, das in der Voll-ätztechnik (Total-Etch) verwendet wird und eine hervorragende Haftung auf Dentin und Schmelz bietet. Das Material hat eine gute Fließkonsistenz, ist einfach zu verwenden und haftet auch auf Glasionomerunterfüllungen. Auch als selbststärkende Variante erhältlich!

Unser **mediwunder Flow** ist ein fließfähiges lichthärtendes Composite, mit dem die Füllungsklassen III-, IV- und V-Hohlräume versorgt und Bis-Acrylat-Materialien repariert werden können. Es ist thixotrop - dadurch angenehm fließfähig, sehr gut kontrollierbar und leicht polierbar, um auch hochästhetische Bereiche zu versorgen.



Flow



Bissregistrierungs-
material

Unser **mediwunder Bissregistrierungsmaterial** ist ein transparentes, additionshärtendes Silikonharz mit einem angenehmen Minz-Aroma. Es eignet sich zur Verwendung als okklusales Aufzeichnungsmaterial zur direkten und sichtbaren Kontrolle der Okklusion, kann jedoch auch für die Anwendung als Matrice zur Vor- und Nachhärtung von lichthärtenden Kunststoff-Restorationen oder als Transfermatrix zur Fixierung von Brackets verwendet werden.

mediwunder provisorische Füllungsmasse ist ein temporäres Verschlussmaterial, das direkt in die Kavität eingebracht werden kann. Aufgrund seiner hohen Kaudruckbeständigkeit sorgt das Material für eine höchst zuverlässige Abdichtung. Dabei schont es die Pulpa oder das Zahnfleisch.



provisorische
Füllungsmasse



provisorischer
Befestigungszement

Unser **mediwunder provisorischer Befestigungszement** ist ein eugenolfreier Zement im Paste/ Paste-System für provisorische Befestigungen von Kronen, Brücken etc. – mediwunder Provisorischer Befestigungszement bleibt elastisch und ist leicht wieder zu entfernen.

Das lichthärtende **mediwunder Glasionomer Füllungsmaterial** ist ein fließfähiges und röntgendichtes Glasionomer-Unterfüllungsmaterial. Es kann unter allen Füllungsmaterialien, sowie zur (erweiterten) Fissurenversiegelung und zur Abdeckung kleinerer Zahndefekte verwendet werden. Das Glasionomer Füllungsmaterial ist thixotrop und daher angenehm einfach zu bedienen.



Glasionomer
Füllungsmaterial lh.