

	<b>PRODUKTHAUPTAKTE</b>	Dokument-Nr.: ADOR AL 800	Seite: 1 von 1
	<b>LEGIERUNGSDATENBLATT</b>	Revisionsstand: A/23.03.2023	



Ador Edelmetalle GmbH • Klotzstraße 33 • D-40721 Hilden • Tel. +49 2103 9866-30 • www.ador-dental.de

## Legierung: **ADOR AL 800**

<b>Typ:</b>	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
<b>Farbe:</b>	Gelb

<b>Indikationen:</b>	Vor-Brand-Lot	
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	●
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

<b>Zusammensetzung:</b> (Massenanteile in %)	Au	72,00
	Pt	1,90
	Pd	1,00
	Ag	8,60
	Cu	7,10
	Zn	9,40

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitstemperatur in °C	800
	Schmelzintervall in °C	760 – 800

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

