



mediwunder

Für eine heile Welt.



<https://www.mediwunder.de/>



@mediwunder\_official



<https://www.facebook.com/mediwunder>

mediwunder  
ist eine eingetragene Marke der

**Ador Edelmetalle GmbH**  
Klotzstraße 33 • 40721 Hilden  
[www.ador-dental.de](http://www.ador-dental.de)  
Tel. +49 (0) 2103 9866 30  
[kontakt@ador-dental.de](mailto:kontakt@ador-dental.de)



Für eine heile Welt.  
mediwunder



Für eine heile Welt.



### Ätzel

Unser **mediwunder Ätzel** ist ein thixotropes Ätzel mit 37% Phosphorsäure. Dank eines anwendungsfreundlichen Designs kann mediwunder Ätzel sicher und genau dosiert und an der gewünschten Stelle appliziert werden kann. Für wundervolle Ergebnisse und begeisterte Patienten!



### Bonding

Unser **mediwunder Bonding** ist ein Adhäsiv, das in der Vollätztechnik (Total-Etch) verwendet wird und eine hervorragende Haftung auf Dentin und Schmelz bietet. Das Material hat eine gute Fließkonsistenz, ist einfach zu verwenden und haftet auch auf Glasionomerunterfüllungen. Auch als selbststützende Variante erhältlich!



### Kältespray

Unser **mediwunder Kältespray** ist ein Kältespray für Oberflächen. mediwunder Kältespray ist nicht für die direkte Anwendung am Menschen geeignet.



### Flow

Unser **mediwunder Flow** ist ein fließfähiges lichthärtendes Composite, mit dem die Füllungsklassen III-, IV- und V-Hohlräume versorgt und Bis-Acrylat-Materialien repariert werden können. Es ist thixotrop - dadurch angenehm fließfähig, sehr gut kontrollierbar und leicht polierbar, um auch höchsthetische Bereiche zu versorgen.



### Calciumhydroxidpaste

Als Paste auf Wasserbasis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45% wird unsere **mediwunder Calciumhydroxidpaste** für die direkte und indirekte Überkappung von Pulpen und als vorübergehende Wurzelkanalfüllung empfohlen. Dank der praktischen Ein-Kammer-Spritze ist die Handhabung vereinfacht und erzielt hervorragende Ergebnisse. Auch als lichthärtende Variante erhältlich!



### Glasionomer Füllungsmaterial lh.

Das lichthärtende **mediwunder Glasionomer Füllungsmaterial** ist fließfähig und röntgendicht. Es kann unter allen Füllungsmaterialien, sowie zur (erweiterten) Fissurenversiegelung und zur Abdeckung kleinerer Zahndefekte verwendet werden. Das Glasionomer Füllungsmaterial ist thixotrop und daher angenehm einfach zu bedienen.



### provisorische Füllungsmasse

Mediwunder provisorische Füllungsmasse ist ein temporäres Verschlussmaterial, das direkt in die Kavität eingebracht werden kann. Aufgrund seiner hohen Kaudruckbeständigkeit sorgt das Material für eine höchst zuverlässige Abdichtung. Dabei schont es die Pulpa oder das Zahnfleisch.



### provisorischer Befestigungszement

Unser Mediwunder provisorischer Befestigungszement ist ein eugenolfreier Zement im Paste/ Paste-System für provisorische Befestigungen von Kronen, Brücken etc. – Mediwunder Provisorischer Befestigungszement bleibt elastisch und ist leicht wieder zu entfernen.



### Aufbewahrungs- und Schienenbox

Unsere Aufbewahrungsbox ist ideal für alle kieferorthopädischen Arbeiten und Zahnersatz. Durch das robuste Kunststoffmaterial ist der Inhalt Ihrer Dose immer optimal geschützt. Auch der praktische Klickverschluss sorgt für ein unkompliziertes Öffnen und Schließen der Box. Die nicht perforierte Aufbewahrungsbox ist in 3 dezente Farben erhältlich.

Für Wunder braucht es zwei Dinge: **Dich und die richtigen Produkte.** Ob Füllungsmaterial, Bisregistrat oder provisorische Füllungsmasse – Wir zaubern für Dich die passenden Produkte, damit Du in Deiner Zahnarztpraxis Wunder vollbringen kannst.