

FERTIGUNGS- DIENSTLEISTUNGEN

PREIS- & PRODUKTÜBERSICHT



Ador Digital GmbH · Zum Jägerhof 2 · 40724 Hilden
Tel. +49 02103 3399601 · www.ador-dental.digital · E-Mail: kontakt@ador-dental.digital

INHALTSVERZEICHNIS

FRÄSDIENSTLEISTUNGEN.....	2-3
DRUCKDIENSTLEISTUNGEN.....	4-6
SLM-DIENSTLEISTUNGEN.....	6
LIEFERZEITEN & VERSANDKOSTEN.....	7
GARANTIEBESTIMMUNGEN, HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND REKLAMATIONSRICHTLINIEN.....	7-8



DEIN PARTNER FÜR DIE
DIGITALE ZAHNTECHNIK.

WIR, ADOR DIGITAL SOLUTIONS

ADOR DIGITAL ist ein **modernes, dentales und digitales** Fertigungszentrum mit der Spezialisierung auf Laser-, Druck- und Frästechnik.

Wir decken als Unternehmen den **gesamten Bereich der digitalen Zahntechnik** ab und fertigen für Dentallabore und Praxislabore in ganz Deutschland zahntechnische Halbfertigerzeugnisse.

Wir sind als Betrieb ein wichtiger Teil des neuen Dental Campus in Hilden bei Düsseldorf, in dem viele weitere Firmen aus der Dentalbranche ansässig sind. Gerade Schulungen und Events mit Zahntechnikern sowie Zahnmedizinern werden hier regelmäßig durchgeführt.

DEINE VORTEILE

- ✓ **Hochwertige Dentalmaterialien** von führenden Herstellern.
- ✓ **Professionelles Equipment** zur Nachbearbeitung für Klasse II Produkte
- ✓ Abgestimmter Druck- und Fräsprozess für jede Indikation
- ✓ Validierte Design-Partner
- ✓ **Modernste** Additive Manufacturing – Verfahren
- ✓ **Kooperationen** und Entwicklungen mit Industriepartnern
- ✓ **Nachhaltige** Versandmaterialien
- ✓ **Einfacher Datenupload** und Online-Auftragsmanagement
- ✓ Bei allen IOS Datenupload Portalen gelistet

LASS DICH JETZT VON UNSEREM **ERSTKLASSIGEN SERVICE** SOWIE DER **HOHEN QUALITÄT UNSERER PRODUKTE UND ARBEITEN** ÜBERZEUGEN!

FRÄSDIENSTLEISTUNGEN

CAM-Krone/ Brücke - je Einheit

Verwendetes Material: BSM Aconia SHT-ML
Beschreibung: Stufenloser, schichtfreier Farb-, Transluzenz- und Festigkeitsverlauf. Alle Vita-Farben. Top Passung.

Preise*
Fräsen 33,90 €
Design und Fräsen 43,90 €
Glanzbrand 14,90 €



PMMA Multilayer - je Einheit

Verwendetes Material: Aidite PMMA Multilayer
Beschreibung: Biokompatibles, hochvernetztes PMMA mit Farbverlauf durch die 3-Schicht-Technik. Ideal für Langzeitprovisorien.

Preise*
Fräsen 13,90 €
Design und Fräsen 23,90 €



PMMA Monolayer - je Einheit

Verwendetes Material: Aidite PMMA Monolayer
Beschreibung: Biokompatibles, hochvernetztes PMMA für Provisorien.

Preise*
Fräsen 8,90 €
Design und Fräsen 18,90 €



PMMA Schiene Klar - je Kiefer

Verwendetes Material: Aidite PMMA Klar
Beschreibung: Hochdichtes, glasklares PMMA zur Herstellung von Aufbisschienen und ähnlichen Apparaturen, ohne Politur. Top Passung. Keine Nachbearbeitung notwendig.

Preise*
Fräsen 44,90 €
Design und Fräsen 69,90 €



FRÄSDIENSTLEISTUNGEN

Implantataufbau- gefräster Implantatsteg

Verwendetes Material: Adorbond BC Blank (NEM)
Beschreibung: Gefräst wird ein individueller Implantat Steg in Titan Grade 5. exkl. Schrauben, je Implantat/Stumpf. Der Implantatsteg ist verschraubt auf dem Implantat.

Preise*
Fräsen 123,90 €
Design und Fräsen 139,90 €



Implantataufbau- individuell gefrästes Abutment

Verwendetes Material: Mesa Titan Magnum Hyperone
Beschreibung: individuell gefrästes Abutment aus Titan - inkl. Patientenschraube, je Implantat.

Preise*
Fräsen 79,00 €
Design und Fräsen 95,00 €



e.max gefräst - je Einheit

Verwendetes Material: Ivoclar e.max
Beschreibung: e.Max besteht aus Lithium-Disilikat und besticht unter anderem mit einer hervorragender Ästhetik: Natürliche Lichtdurchlässigkeit und Farbgebung für ästhetisch ansprechende Restaurationen

Preise*
Fräsen 49,00 €
Design und Fräsen 59,00 €



NEM Kronen, Kappen und Brückenglieder

Verwendetes Material: Adorbond BC Blank (NEM)
Beschreibung: Top Passung. Beste Oberflächenqualität. Verblendbar. WAK 14,1 - 14,4.

Preise*
Fräsen 25,50 €
Design und Fräsen 41,50 €
Hochglanzpolitur 9,90 €



DRUCKDIENSTLEISTUNGEN

Aufbiss- oder Therapieschiene - je Kiefer

Verwendetes Material: Keyprint Keysplint Soft
Beschreibung: Aufbisschiene aus biokompatiblen Photopolymer, Klasse IIa Medizinprodukt. Flexibel, bruchsicher und versprödungsfrei, für ein angenehmes Tragegefühl.


Preise*
 Druck 40,00 €
 Design und Druck 65,00 €



Totalprothese Anprobe - je Kiefer

Verwendetes Material: EnvisionTec Flexcera Smile
Beschreibung: Ideal für die Ästhetikanprobe und Kontrolle der Okklusion nach virtueller Aufstellung totaler Prothesen.

Preise*
 Druck 25,00 €
 Design und Druck 74,00 €



Individuelle Löffel- oder Registratbasis - je Einheit

Verwendetes Material: Adorprint 3D Tray Ultra
Beschreibung: hoch stabile Individuelle Abformlöffel und Registratbasen aus hochstabilem Photopolymer, Klasse I Medizinprodukt.

Preise*
 Druck 15,00 €
 Design und Druck 23,00 €



Prothesenbasis, Final - je Kiefer

Verwendetes Material: EnvisionTec Flexcera Base
Beschreibung: Finale Prothesenbasis aus dem innovativen Flexcera Base von Desktop Health. Flexcera Base ist ein Medizinprodukt der Klasse II. In verschiedenen Pink/Rosatönen erhältlich.

Preise*
 Druck 89,00 €
 Design und Druck 138,00 €



DRUCKDIENSTLEISTUNGEN

Bohrschablone für Pilotbohrung inkl. Bohrhülsen - je Kiefer

Verwendetes Material: Keyprint Keysplint Soft
Beschreibung: Chirurgische Apparatur aus biokompatiblen Klasse IIa Photopolymer, dem Keyprint Keysplint Soft Resin.

Preise*
 Druck 89,00 €
 Design und Druck 138,00 €



Modell Quadrant/ Modelle Quadrant, Artikuliert oder Modellsegment, Einzelstumpf

Verwendetes Material: Adorprint Multi Model
Beschreibung: Das Material hat eine wertige, matte Oberfläche welche die Sichtbarkeit von Details bei dentalen Modellen erhöht. Sie können einzelne Modellsegmente, Laboranaloge oder Stumpfe drucken lassen, sowie Quadrantenmodelle, OK & UK Artikuliert und Modell Quadranten ohne artikulation.

Preise*	Modell Quadrant	Modell Quadrant Artikuliert	Modellsegment
Druck	10,00 €	22,00 €	2,00 €
Design und Druck	16,00 €	34,00 €	4,00 €



Modell Komplettkiefer mit Sockel - je Kiefer

Verwendetes Material: Adorprint Multi Model
Beschreibung: Präzises Komplettkieferpaar mit Sockel, oder mit Sockel und Artikuliert, hergestellt aus dem hochwertigen Adorprint Multi Model Resin.

Preise* Druck 18,00 € Design und Druck 24,00 €	Preise Artikuliert* Druck 36,00 € Design und Druck 48,00 €
---	---



Modell Komplettkiefer - je Kiefer

Verwendetes Material: Adorprint Multi Model
Beschreibung: Komplettkiefer-Modell (Zahnkranz ohne Boden/Sockel) aus dem hochwertigen Adorprint Multi Model Resin.

Preise*
 Druck 15,00 €
 Design und Druck 21,00 €



SLM-DIENSTLEISTUNGEN

SLM- NEM- Modellguss

Verwendetes Material: Adorbond BC Dentalpulver

Zusammensetzung in %: Co 61,7 · Cr 27,8 · W 8,5 · Si 1,6 Elemente <1%: Fe, Mn, Nb, N

Preise (nicht verschliffen)*

SLM-Fertigung 69,90 €

SLM-Fertigung und Konstruktion 89,90 €

Preise (verschliffen)*

SLM-Fertigung 79,90 €

SLM-Fertigung und Konstruktion 99,90 €

Preise (maschinell poliert)*

SLM-Fertigung 89,90 €

SLM-Fertigung und Konstruktion 109,90 €



SLM- NEM- Kronen, Kappen und Brückenglieder

Verwendetes Material: Adorbond CC Plus Dentalpulver

Zusammensetzung in %: Co 63,6 · Cr 24,8 · W 5,5 · Mo 5,0 · Si 1,1 ·

Elemente <1%: Fe, Mn, Nb

Beschreibung: Perfekte Passung. Top

Oberflächenqualität. Verblendbar. WAK 14,1 - 14,4.

Preise (nicht verschliffen)*


SLM-Fertigung 8,00 €

SLM-Fertigung und Konstruktion 18,00 €

Preise (verschliffen)*

SLM-Fertigung 11,50 €

SLM-Fertigung + Konstruktion 21,50 €



LIEFERZEITEN, VERSANDKOSTEN UND SERVICELEISTUNGEN

LIEFERZEITEN

Datenanlieferung STL-Fräs oder 3D-Druckdaten	3 Werktage
Datenanlieferung STL-Scandaten, Modellanlieferung Kronen und Brücken	3 Werktage
Datenanlieferung STL-SLM Modellguss	4 Werktage
Modellanlieferung Implantatbrücken- und Stege,	5 Werktage
Modellanlieferung SLM-Modellguss, Modellanlieferung Sekundärgerüste	

VERSANDKOSTEN

Versandkosten Deutschland	Standard	9,90 €
	10 Uhr Express Zustellung	Auf Anfrage
	Samstagszustellung	Auf Anfrage

DATEN ANNAHMESCHLUSS

Montag bis Freitag	13 Uhr
--------------------	--------

Bei einer Datenlieferungen nach Annahmeschluss verlängert sich die Lieferzeit um einen zusätzlichen Werktag.

HILFSTEILE

Bearbeitungszuschlag für die Bestellung von Drittanbieter-Hilfsteilen wie Schrauben, Analoge oder Einsetzwerkzeuge etc.	10% ¹
¹ vom jeweiligen Hersteller Listenpreis	

GARANTIEBESTIMMUNGEN, HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND REKLAMATIONSRICHTLINIEN

Alle von Ador Digital GmbH gelieferten Produkte unterliegen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht, die Ador Digital GmbH Herstellergarantie versteht sich als eine darüber hinaus gehende, freiwillige Leistung unseres Unternehmens.

Sollte ein geliefertes Fertigungsprodukt durch Material- bzw. Verarbeitungsfehlern nicht den hohen Ador Digital GmbH Qualitätsstandards entsprechen, ersetzen wir dieses kostenlos. Dies gilt gleichermaßen für Produkte die falsch geliefert wurden oder nicht den Fertigungsanweisungen des Kunden entsprechen.

*Alle Preise in dieser Broschüre verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten

GARANTIEBESTIMMUNGEN, HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND REKLAMATIONSRICHTLINIEN

5 Jahre Garantie auf
Ador Digital Produkte aus
Zirkondioxid²

Lebenslange Garantie auf
ausgewählte Implantatprodukte³

² bei fachgerechter Weiterverarbeitung

³ gemäß den jeweiligen Herstellerbedingungen

Mit Fertigungsdienstleistungen von Ador Digital sind Sie auf der sicheren Seite. Wir arbeiten ausschließlich mit Dentalrohstoffen höchster Güteklasse und fertigen mit größter Sorgfalt. **Daher können wir umfangreiche Garantien aussprechen.**

Die **Garantiedauer beträgt 5 Jahre** und beginnt ab Lieferdatum, der räumliche Geltungsbereich erstreckt sich auf die Europäische Union. Die Garantie umfasst alle Ador Digital Produkte gemäß dieser Broschüre, welche für einen dauerhaften Verbleib im menschlichen Körper bestimmt sind. Von Ador Digital gelieferte Drittanbieter-Produkte (Abutments, Klebebasen, Implantatschrauben o.ä.) unterliegen den Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers und können von Ador Digital nicht beeinflusst werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS, GARANTIEAUSSCHLUSS, REKLAMATIONSRICHTLINIEN

Reklamationen sind der Ador Digital GmbH via E-Mail an zu melden. Danach erhalten Sie ein Reklamationsformular sowie eine Anleitung, wie das beanstandete Produkt zurückzusenden ist.

Für eine ordentliche Reklamationsabwicklung benötigen wir:

- das beanstandete Produkt
- ausgefülltes RMA-Formular mit Ursachendokumentation
- Kopie des Fertigungsauftrages bzw. der Monatsrechnung


Als Voraussetzung für eine Garantieleistung gilt jedenfalls, dass zum Zeitpunkt des Garantieanspruches gegenüber der Ador Digital GmbH sämtliche Kundenrechnungen vollständig beglichen wurden.

Weder die Ador Digital GmbH noch seine Vertreter oder andere Drittparteien haften in irgendeiner Form für entgangenen Gewinn, Schadensersatz oder sonstige Folgeschäden, die sich durch gelieferte Produkte ergeben oder dadurch entstehen. Ador Digital GmbH übernimmt ausschließlich Garantie für die in den Garantiebestimmungen beschriebenen Produkte und Leistungen. Ador Digital GmbH schließt ebenso die Übernahme von weiteren Kosten und Honoraren im Zusammenhang mit Laborarbeiten oder klinischen Behandlungen aus.

Folgende Gründe führen zu einem Garantieausschluss:

- Fehlerhafte Weiterverarbeitung - bitte beachten Sie die Verarbeitungsanleitungen der jeweiligen Materialhersteller!
- Kontraindikation gemäß der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Materialherstellers
- Unfälle oder sonstige Schäden, die von Patienten oder Dritten verursacht wurden
- Fehlerhafte CAD-Konstruktion (insbesondere zu niedrige Mindestwandstärken oder Verbinderstärken, kontraindizierte Designs)
- Fehlerhafte Abdrücke oder fehlerhafte Befestigung (zB provisorische Zementierung)

**DU HAST FRAGEN ODER MÖCHTEST
DICH BERATEN LASSEN ?
KONTAKTIERE UNS GERNE!**

 **TEL: +49 02103 3399601**

 **MAIL: kontakt@ador-dental.digital**



www.ador-dental.digital